

SkinMed Super

**Balení:**

115 ml, 500 ml a 5 litrů

Léková forma:

roztok

Aktivní látka:

(Kyselina chlorná, chloman sodný, chlordioxid, chlorid sodný, peroxid vodíku, ozón) = 0,2%

Detail:

(Kyselina chlorná, chloman sodný, chlordioxid, chlorid sodný, peroxid vodíku, ozón) = 0,2%

Popis:

Superoxidovaný, pH neutrální antiseptický roztok pro ošetření ran pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb a obojživelníků.

Skupina:

Veterinární produkty

Zvíře:

Pes, Kočka, Prase, Skot, Ovce, Kůň, Drůbež, Norek, Fretka, Králík, Exotičtí ptáci

Návod na použití

SkinMed Super

Antiseptický roztok pro ošetření ran

Charakteristika: SkinMed® Super je superoxidovaný, pH neutrální roztok pro místní podání. Vychází z patentované technologie ECA (Electro Chemical Activation). SkinMed Super je pH neutrální, a při použití podle návodu, nedráždivý a nealergizující. Veterinární přípravek působí díky kontrolovaným reaktivním kyslíkovým radikálům. Není škodlivý lidskému organismu, zvířatům ani životnímu prostředí.

SkinMed Super snižuje mikrobiální zátěž ran a vytváří vlhké prostředí, čímž napomáhá organizmu rozvinout vlastní proces hojení.

Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí, nepoškozuje zdravou tkáň.

Přípravek je možné používat pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb a obojživelníků.

Užití: SkinMed® Super se aplikuje na poraněnou kůži nebo sliznici za účelem vyčištění rány, snížení rizika infekce, sepse, hniloby a zápachu z rány. Je vhodný pro ošetření a podporu hojení (léčbě) akutních i chronických ran, odřenin, popálenin a ulcerací ve všech stádiích hojení (očištění, výplach a vlhčení).

Ke snížení mikrobiální zátěže – operačních ran, poraněné kůže a sliznice, chronických nehojících se ran, proleženin a povrchu kůže při infekčních a plísňových onemocněních kůže.

K ošetření srsti a kůže za účelem odstranění nečistot a zápachu.

K ošetření drobných ran, např. po vyjmutí klíštěte.

K ošetření meziprstních prostor a záhybů kůže.

K ošetření poranění dásní a sliznice ústní dutiny.

Složení: (voda) 99,8 %, (kyselina chlorná, chlornan sodný, chlordioxid, chlorid sodný, peroxid vodíku, ozón) 0,2%

Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání: běžně nezpůsobuje podráždění, výjimečně u citlivých jedinců je doporučeno zajistit přísuv čerstvého vzduchu.

Při styku s kůží: není dráždivý, pouze u jedinců velmi citlivých na chlor se může objevit slabé podráždění, které po krátkém čase vymizí.

Při zasažení očí: není dráždivý, u velmi citlivých jedinců při podráždění vymývat oči tekoucí vodou.

Při požití: v případě požití množství menšího než 1dcl přípravku nejsou potřebná žádná opatření, vhodné je vypít sklenici vody. V případě požití většího množství: u lidí vypláchnout ústa pitnou vodou a vypít 0,5l vody, nevyvolávat zvracení, přivolat lékaře nebo nejbližší toxikologické centrum a ukázat etiketu výrobku, nepodávat alkoholické nápoje, u zvířat nechat zvíře vypít (Ize-li to) větší množství vody a přivolat veterinárního lékaře.

Návod na použití:

Aplikujte neředěný roztok SkinMed® Super na poraněná místa postříkem, omýváním, koupelí, potíráním navlhčeným tamponem, přiložením gázy navlhčené v roztoku nebo vlhkou terapií podle potřeby i vícekrát denně.

V případě potřeby odstraňte nadbytečné ochlupení z poraněné oblasti. Roztok není třeba oplachovat. Přípravek je možné kombinovat s dezinfekčními či saponátovými prostředky.

Manipulace a skladování:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Dlouhodobě skladujte v původních obalech mimo dosah dětí, v chladu a temnu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Krátkodobě (při používání) možno skladovat maximálně do teploty 30°C. Neskladujte na slunci a v blízkosti zdrojů tepla. Chraňte před mrazem.

Malé množství přípravku je možné zneškodnit naředěním vodou (1:10) a spláchnutím do běžné odpadové kanalizace.

Přípravek je čirá kapalina se slabým zápachem chloru.

Prázdné obaly po vypláchnutí vodou mohou být odstraňovány společně s komunálním odpadem.

Při náhodném požití v případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení: 115ml (lahvička s rozprašovačem), 500ml (lahvička s rozprašovačem), 5 litrů (kanýstr)

Doba použitelnosti: 12 měsíců, spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření balení.

Upozornění:

Přípravek by se neměl dostat do styku s kyselinami (riziko úniku malého množství plynného chloru).

Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce:

NewWaterMeaning s.r.o.

Pobřežní 370/4, Praha 186 00

Česká republika

tel: +420 602 770 154

www.nwm-med.com

Distributor, Držitel certifikačního osvědčení:

Cymedica spol. s.r.o.

Pod Nádražím 308, Hořovice 268 01,

Česká republika

tel: +420 311 706 211

www.cymedica.com

CE

Číslo schválení veterinárního přípravku 155-13/C

Datum poslední revize textu: 09/2013

Velikost balení: 115ml, 500 ml, 5000 ml